


[マーサゲル 電気メス対応]


電気メスを使用した手技の向上



◆手術時の感覚に
近い使用感を実現
(岐阜大学医学部 木村先生)

◆手技練習中はほぼ無臭
電気メス対応品に多く見られる
嫌な臭いが無い

◆切開だけでなく、
剥がす手技もでき、
よりリアルな練習が可能



◆保管時に水分は不要
チャック袋等で密封すればOK

使用例

手術手技の練習・各種機器開発時の定量評価



株式会社タナック

<https://www.k-tanac.co.jp/>